

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Guardian Angel (GR)



CERTH
CENTRE FOR
RESEARCH & TECHNOLOGY
HELLAS



Εισαγωγή

Η εφαρμογή Guardian Angel παρακολουθεί τα ζωτικά στοιχεία και την δραστηριότητα του χρήστη, ώστε να ανιχνεύει κρίσιμες καταστάσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μέτρηση εκτός ωρίων, το σύστημα ειδοποιεί τον φροντιστή του χρήστη.

Οδηγίες φόρτισης Τάμπλετ

1


Συνδέω το ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ στο ΤΑΜΠΛΕΤ και στον ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Τοποθετώ στην πρίζα. Φορτίζω κάθε 2-3 ημέρες για 3 ώρες !!!



Οδηγίες φόρτισης βραχιόλι

1

Ξεκουμπώνω τον αισθητήρα



2

Εφαρμόζω τον αισθητήρα στο ειδικό καλώδιο



3

Συνδέω το ειδικό καλώδιο με τον ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ του ΤΑΜΠΛΕΤ



Τοποθετώ στην πρίζα.
Φορτίζω κάθε 2-3 ημέρες για 3 ώρες !!!

Για τεχνική υποστήριξη καλέστε στα 6972801970 & 2311257610 – Καθημερινές 11.00 – 14.00